




DESINFECCIÓN DE EMBARCACIONES.

Copa 500 y 200m

27 y 28 mayo

LUGAR DE LA DESINFECCIÓN

La desinfección de las piraguas se realizará en la entrada de vehículos del Complejo deportivo David Cal –Pontillon do Castro



MÉTODO DE DESINFECCIÓN

El método escogido para la desinfección del material deportivo serán dos mochilas fumigadoras manuales y material de secado (papel,paños...)

HORARIO DE DESINFECCIÓN

La desinfección se **realizará:**

- Viernes 26 de mayo entre las 17:00 y las 20:00h
- Sábado 27 de mayo: entre las 8: 00 a 10:00h.

Será en la zona señalada a todos aquellos clubs que no certifiquen su desinfección (anexo 1).

Las embarcaciones no podrán acceder al recinto de la competición, mientras el material deportivo no esté desinfectado o haber aportado el certificado de desinfección por parte del club..

PERSONA RESPONSABLE

Persona responsable de la limpieza: Rafael Ameneiros

Teléfono de contacto: 659653540

DISOLUCIÓN UTILIZADA

Para 1 litro de agua se utilizará 40 ml de lejía.

¿Cómo se realizará la desinfección?

Para la desinfección de las piraguas y palas se llevará a cabo el siguiente protocolo:

DESINFECCIÓN DE LAS PIRAGUAS

1. Se procederá al vaciado de las embarcaciones si fuera necesario y se colocarán en primer lugar **boca abajo** encima de unos caballetes colocados en la zona de desinfección.
2. Con las mochilas de fumigación rociaremos las piraguas con la disolución requerida.
3. Seguidamente se procederá a lavar las piraguas por la **parte superior y por el interior** de las mismas, dejando la disolución en el interior de la misma.
4. Daremos la vuelta a las piraguas, para el vaciado de la disolución desinfectante del interior, y proceder con el secado manual de las mismas con papel secante.
5. El papel secante utilizado se depositará en un contenedor que tendremos en la zona de desinfección.

Desinfección de las palas

1. Colocación de las palas encima de unos caballetes
2. Rociado de la disolución con la ayuda de la mochila de fumigación por la cara anterior y posterior de las palas.
3. Dejaremos que la disolución actuando sobre las mismas.
4. Procederemos al secado manual con papel secante.
5. Depositar el papel secante utilizando en la limpieza de cada pala en el contenedor destinado para tales fines situado en la zona de desinfección

Resaltamos que no accederán las embarcaciones a recinto de competición mientras su material deportivo (piragua y pala) no estén desinfectados.